

Виконувати аплікацію повинні спеціалісти, які опанували техніки наклеювання.

-Перед першим використанням проведіть тест на невеликій ділянці шкіри. При появі почервоніння, свербіжу або висипу — негайно зніміть тейп і проконсультуйтеся з лікарем.

-Не наклеюйте тейп на відкриті рани, подряпини, подразнення або шкірні захворювання.

-Не рекомендується застосовувати кінезіотейп у випадках тяжких порушень кровообігу, тромбозу або варикозної хвороби без узгодження з лікарем.

-Не носіть тейп понад рекомендований час (зазвичай до 3 днів), щоб уникнути подразнення шкіри.

Після купання промокніть тейп рушником, не тріть його.



Виробник: ЦЗЯНСУ ІЧЖЕН КЕАРПРО МЕДІКАЛ
ІНСТРУМЕНТС КО., ЕЛТІДІ.

Адреса: № 3 Цзінсю Роуд, Ічжен Економік
Дівелопмент Зон, Цзянсу, Китай

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Медіспорт», 46002, м. Тернопіль, вул. Бродівська, буд. 5А

Тел.: +380 67 303 23 70 Ел.: medisport@ukr.net



Кінезіотейп MediSport — це високоякісний еластичний тейп, який використовується для підтримки м'язів, суглобів та зв'язок без обмеження природної рухливості. Він виготовлений із дихаючої бавовни з гіпоалергенним клеєм на акриловій основі, що забезпечує надійну фіксацію навіть під час фізичних навантажень та потіння.

Властивості:

-Покращує здатність організму до відновлення.

-Зменшує втомлюваності м'язів та пришвидшує відновлення скелетно-м'язевої системи після травми.

-Запобігає травмам м'язів та суглобів.

-Покращує циркуляцію крові, лімфи та міжклітинної рідини.

-Зменшує неврологічний біль.



Електронна інструкція із
застосування



Обери свій кінезіо тейп!

Застосування:

- Використовується з превентивною метою під час занять спортом. Основні функції полягають у посиленні підтримки, укріпленні суглобів, обмеженні діапазону руху суглобів / м'язів для запобігання розтягнення.

- З терапевтичною метою при спортивних травмах, травмах хрестоподібної зв'язки, розтягненнях м'язів, перекосах в плечах та шиї, травмах суглобів, для збільшення простору між підшкірною тканиною та м'язовими волокнами, для покращення циркуляції лімфи, метаболізму та природної цілющої сили тіла.

Основа- 95% бавовна, 5% спандекс.

Інструкція із використання

Підготовка шкіри:

-Очистіть і висушіть шкіру. Видаліть зайве волосся, якщо потрібно.

-Не використовуйте креми чи масла перед наклеюванням.

Підготовка тейпу:

-Відріжте необхідну довжину тейпу.

-Заокругліть кінці ножицями для кращого зчеплення та уникнення відклеювання.

Нанесення тейпу:

-Знімайте підкладку поступово, не торкаючись клеєвої поверхні.

-Наклеюйте тейп, натягуючи його залежно від техніки (зазвичай 10–50% натягу).

Кінці тейпу приклеюйте без натягу!

Після приклеювання потріть тейп долонею для кращого прилягання аплікації до шкіри.

Перші 30 хвилин уникайте інтенсивної фізичної активності та водних процедур.

Не знімайте тейп різко; зволожіть його водою або спеціальним спреєм для легкого зняття.