

- Перед першим використанням проведіть тест на невеликій ділянці шкіри. При появі почервоніння, свербіжу або висипу — негайно зніміть тейп і проконсультуйтеся з лікарем.
 - Не наклеюйте тейп на відкриті рани, подряпини, подразнення або шкірні захворювання.
 - Не рекомендується застосовувати кінезіотейп у випадках тяжких порушень кровообігу, тромбозу або варикозної хвороби без узгодження з лікарем.
 - Не носіть тейп понад рекомендований час (зазвичай до 3 днів), щоб уникнути подразнення шкіри.
- Після купання промокніть тейп рушником, не тріть його.



ЦЗЯНСУ ЙЧЖЕН КЕАРПРО МЕДІКАЛ ІНСТРУМЕНТС КО., ЕЛТІДІ.
JIANGSU YIZHENG CAREPRO MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.
Адреса: № 3 Цзінсю Роуд, Йчжен Економік Дівелопмент Зон,
Цзянсу, Китай | No. 3 Jingxiu Road, Yizheng Economic Development Zone,
Jiangsu, China

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Медіспорт», 46002, м. Тернопіль, вул. Бродівська,
буд. 5А Тел.: +380 67 303 23 70 Ел.: medisport@ukr.net



Кінезіотейп Медіспорт — це високоякісний еластичний тейп, який використовується для підтримки м'язів, суглобів та зв'язок без обмеження природної рухливості. Він виготовлений із дихаючої бавовни з гіпоалергенним клеєм на акриловій основі, що забезпечує надійну фіксацію навіть під час фізичних навантажень та потіння.

Властивості:

- Покращує здатність організму до відновлення.
- Зменшує втомлюваність м'язів та пришвидшує відновлення скелетно-м'язової системи після травми.
- Запобігає травмам м'язів та суглобів.
- Покращує циркуляцію крові, лімфи та міжклітинної рідини.
- Зменшує неврологічний біль.



Електронна інструкція із застосування



Обери свій кінезіо тейп!

Застосування:

- Використовується з превентивною метою під час занять спортом. Основні функції полягають у посиленні підтримки, укріпленні суглобів, обмеженні діапазону руху суглобів / м'язів для запобігання розтягнення.

- З терапевтичною метою при спортивних травмах, травмах хрестоподібної зв'язки, розтягненнях м'язів, перекосах в плечах та шиї, травмах суглобів, для збільшення простору між підшкірною тканиною та м'язовими волокнами, для покращення циркуляції лімфи, метаболізму та природної цілющої сили тіла.

Основа- 95% бавовна, 5% спандекс.

Інструкція із використання

Виконувати аплікацію повинні спеціалісти, які опанували техніки наклеювання.

Підготовка шкіри:

- Очистіть і висушіть шкіру. Видаліть зайве волосся, якщо потрібно.

- Не використовуйте креми чи масла перед наклеюванням.

Підготовка тейпу:

- Відріжте необхідну довжину тейпу.

- Заокругліть кінці ножицями для кращого зчеплення та уникнення відклеювання.

Нанесення тейпу:

- Знімайте підкладку поступово, не торкаючись клеєвої поверхні.

- Наклеюйте тейп, натягуючи його залежно від техніки (зазвичай 10–50% натягу).

Кінці тейпу приклеюйте без натягу!

Після приклеювання потріть тейп долонею для кращого прилягання аплікації до шкіри.

Перші 30 хвилин уникайте інтенсивної фізичної активності та водних процедур.

Не знімайте тейп різко; зволожите його водою або спеціальним спреєм для легкого зняття.