


Форми тейпу

1. Рулон тейпу можна нарізати на різні форми та довжину, щоб відповідати розміру та формі м'язів, на які потрібно нанести аплікацію.
2. Крім того, ширшу стрічку можна нарізати потрібної ширини для накладання потрібної аплікації





Терапевтичне тейпування



Поради для тейпування

- Для правильного використання проконсультуйтеся з експертом з кінезіологічного тейпування
- Не розтягуйте стрічку при нанесенні
- Нанесіть тестовий кусочок тейпу якщо ваша шкіра схильна до алергічних реакцій
- Після душу з стрічкою не витирайте воду, а витріть чистим рушником
- Не наносьте на пошкоджену або подразнену шкіру
- Зніміть тейп після 2-3 днів після нанесення аплікації. Зачекайте день, після - повторно нанесіть аплікацію.

Розслабте м'язи та наклейте тейп без натягу на уражену ділянку. Починайте тейпування з найбільш болючої точки. Визначте початок і кінець зони болю в ураженому м'язі та наклейте стрічку у напрямку його волокон. У місці посиленого болю додатково закріпіть ще одну стрічку для кращої підтримки.



- Nasara Kinesiology Tape Width 5cm x Length 5m
- Nasara Kinesiology Tape Width 5cm x Length 11m
- Nasara Kinesiology Tape Width 2.5cm x Length 5m
- Nasara Kinesiology Tape Width 7.5cm x Length 5m
- Nasara Kinesiology Tape Width 5cm x Length 32m
- Nasara Kinesiology Tape Quick Strips Pack
- Nasara Kinesiology Tape Quick Strips Bulk

Опис продукту
Кінезіологічний тейп Nasara – це еластична клейка стрічка, яка наноситься на м'язи або суглоби. Вона допомагає зменшити біль і сприяє природному процесу відновлення організму.
Склад: 96% бавовна, 4% еластан


Застосування
Тейп Nasara можна використовувати самостійно в домашніх умовах. Однак для досягнення максимальної ефективності та безпеки рекомендується звернутися до спеціаліста, який володіє технікою тейпування.

Запобіжні заходи

- Припиніть використання та зніміть тейп, якщо на шкірі з'являються ознаки алергічної реакції: свербіж, почервоніння, біль або пухирі. У разі необхідності зверніться до лікаря.
- Щоб уникнути алергічних реакцій, перед використанням проведіть тест на невеликій ділянці шкіри.
 - Не розтягуйте тейп під час наклеювання, особливо його крайові частини (якорі).
 - Після душу або ванни акуратно промокніть тейп рушником, не використовуйте фен.

Обмеження до застосування

- Не наклеюйте тейп на пошкоджену шкіру, відкриті рани або місця з кровотечею.
- Уникайте використання тейпу на ділянках із шкірними захворюваннями.
- У разі серйозних проблем зверніться до медичного спеціаліста або відповідного органу.



Виробник: NASARA Корпорейшн, 28, 139 Бон-гіл, Сораджі-ро, Паджу, Кьонггі-до, Республіка Корея

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Медіспорт»
46002, м. Тернопіль, вул. Бродівська, буд. 5А
Тел.: +380 67 303 2370 Ел.: medisport@ukr.net

