

SKIN-ON-SKIN®

ГІДРОГЕЛЕВИЙ ПЛАСТИР ДЛЯ КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Захист, знеболення, профілактика та сприяння регенерації шкіри



ЩО ЦЕ?

Skin-On-Skin™ — це медичний гідрогелевий пластр, що на 95% складається з очищеної води.

Створює вологе, охолоджуюче середовище, знижує тертя та тиск, не прилипає до рани, дозволяє шкірі "дихати".

ПЕРЕВАГИ:

-  Знеболює та охолоджує
-  Пом'якшує свіжі післяопераційні рубці
-  Гіпоалергенний та комфортний
-  Не прилипає до рани
-  Знижує тиск та тертя



ПОКАЗАННЯ:

- Натертості
- Попрілості
- Під пов'язки
- Садна та подряпини
- Поверхневі опіки
- Мікротріщини шкіри
- Профілактика пролежнів
- Профілактика та загоєння мозолів
- Післяопераційні рубці
- Рани після видалення швів або скоб
- Після естетичних процедур
- Захист чутливої або атрофічної шкіри



SKIN-ON-SKIN®

ГІДРОГЕЛЕВИЙ ПЛАСТИР ДЛЯ КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

ФОРМАТИ SKIN-ON-SKIN™



Круглий (Ø7,5см, 48 шт)

- ідеально підходить для п'ят, лопаток, ділянок із тертям
- зручний у спорті, похідній аптечці, домашній аптечці
- покриває велику площу ураженої шкіри



Комплект (16 × 7,5см, 2 шт)

- великі пластини, які можна обрізати
- зручні під тейпи, пов'язки, для захисту від тертя
- універсальні: для реабілітації, спорту та дому



Квадратний (2,5×2,5см, 200 шт)

- зручно для невеликих зон: пальці, п'ята, опуклі ділянки, під тейп
- компактний і вигідний для клінічного використання

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ SKIN-ON-SKIN™

- 1.** Відріжте або оберіть пластр потрібної форми/розміру



- 4.** За необхідності — зафіксуйте кінезіо або фіксуєм тейпом



- 2.** Зніміть прозору захисну плівку



- 5.** Після зняття прозорої плівки змочіть пластр холодною водою для комфортного віддалення



- 3.** Нанесіть гелеву частину на чисту, суху



- 6.** Застосовуйте до 24 годин. Замінюйте пластр щодня або — у разі забруднення або втрати адгезії — раніше

